







FORMULA
PROFI

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
ПОДОЛОГИЧЕСКИХ БАЗ
«ФОРМУЛА ПРОФИ»



	Консистенция	Особенности	Тонкое нанесение	Держит каплю	Самовыравнивание	Укрепление ногтей	Конструирующая функция	Снятие жидкостью с опиливанием	Присутствие дисперсионного слоя	Кислотность	Время полимеризации в лампе UV 36W/ LED 48W
 БАЗА «PODO BASE»	средняя	Самовыравнивающаяся, слаборастворимая. После снятия дисперсионного слоя имеет классический блеск. Можно использовать как однофазный материал.	в 1 или 2 слоя	да	да	нет	нет	да/да	да	pH 4.5	2 мин / 1 мин
 БАЗА «PODO ZINK BASE»	средняя	Самовыравнивающаяся, слаборастворимая, с хорошей адгезией, с минимальным дисперсионным слоем, без усадки, не печет в лампе. Цинк в составе обеспечивает антисептическое, подсушивающее действие. Используется при гипергидрозе.	в 1 или 2 слоя	да	да	Слабой степени	нет	да/да	да	pH 4	2 мин / 1 мин
 БАЗА «PODO CORRECTOR BASE»	жидкая	Камуфлирующая, с хорошей адгезией, со слабым дисперсионным слоем, слаборастворимая, без усадки, предназначена для укрепления, выравнивания и восстановления ногтевой пластины. Корректирует неровности ногтевой пластины.	в 1 или 2 слоя	да	да	Слабой степени	нет	да/да	да	pH 4	2 мин / 1 мин